

NO COPY AREA

NO COPY GLUE AREA

3M Cavilon™ Durable Barrier Cream

27.4375 x 10.625 to 4.00 x 1.375

3M Cavilon™ Durable Barrier Cream

NO COPY GLUE AREA

NO COPY AREA

3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream

Product Description
3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream is a pH balanced, hypoallergenic, concentrated cream that provides skin protection from body fluids.

Indications for Use
Protection of at-risk skin from damage associated with incontinence and related symptoms such as anal itch. It may also be used to moisturise and condition dry skin.

Ingredients:
Water (Aqua), Dimethylol Adipate, Acrylate Terpolymer, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, PPG-15 Stearyl Ether, Glycerin, Isopropyl Palmitate, White Mineral Oil (Paraffinum Liquidum), Trimethylsilyloxyoctylate, Paraffin, Dimethicone, Phenoxethanol, Benzoic Acid, Dihydroxyacetone, Magnesium Sulfate.

Warnings
FOR EXTERNAL USE ONLY. Avoid contact with eyes. If condition worsens or does not improve within 7 days, consult a physician.

Directions for Use
Gently cleanse skin as required. Apply Cavilon Durable Barrier Cream sparingly to cover entire affected area.

Precautions
Cavilon Durable Barrier Cream may increase the adherence of some adhesive products.

Storage/ Shelf Life/Disposal
For best results, store at room temperature. Do not freeze. Avoid excessive heat and humidity.

Stockage / durée de conservation / élimination
Pour des résultats optimaux, conservez le produit à température ambiante. Ne pas congeler.

Explication of Symbols
Symbol Title Symbol Description and Reference
Authorized Representative in European Community EC REP Indicates the authorized representative in the European Community.

3M™ Cavilon™ Crème protectrice cutanée longue durée

Description du produit
La crème protectrice longue durée Cavilon™ 3M™ est une crème concentrée et hypoallergénique dotée d'un pH neutre qui protège la peau des liquides corporels.

Indications
Cette crème protège les peaux à risque contre les lésions dues à l'incontinence et aux symptômes connexes tels que les démangeaisons anales et le prurit.

Composition :
Eau (Aqua), diacétyladipate, téropolymère acrylate, huile de Cocos Nucifera ( noix de coco), PPG-15 stéaryl éther, glycérol, palmitate d'isopropyle, huile minérale (huile de paraffine), triméthylsilyloxyoctate, paraffine, diméthicone, phénoxyéthanol, acide benzoïque, sulfate de magnésium.

Précautions
La crème protectrice longue durée Cavilon peut améliorer l'adhérence de certains produits adhésifs.

Mode d'emploi
Nettoyez délicatement la peau comme d'habitude. Appliquez la crème protectrice longue durée Cavilon par petites doses afin de couvrir l'ensemble de la zone affectée.

Stockage / durée de conservation / élimination
Pour des résultats optimaux, conservez le produit à température ambiante. Ne pas congeler.

Explication des symboles
Titre du symbole Symbole Description et référence
Représentant autorisé dans la Communauté européenne EC REP Indique le représentant autorisé dans la Communauté européenne.

3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme

Produktbeschreibung
3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme ist eine pH-neutrale, hypoallergene, reichhaltige Creme zum Schutz der Haut vor Körperflüssigkeiten.

Indikationen
Schutz von gefährdeter Haut in Zusammenhang mit Inkontinenz und dazugehörigen Symptomen wie Jucken am After. Sie kann auch bei Feuchtigkeitserregnis und juckender Creme für trockene Haut verwendet werden.

Inhaltsstoffe:
Wasser (Aqua), Diacetyladiolat, Acrylat-Terpolymer, Kokospalmenöl, PPG-15 Stearylther, Glycerin, Isopropylpalmitat, Weißöl (Paraffinum Liquidum), Trimethylsilyloxyoctat, Paraffin, Dimethicon, Phenoxethanol, Benzoesäure, Dihydroxyäthanol, Magnesiumsulfat.

Warnhinweise
NUR ZUR ÄUSSEREN ANWENDUNG. Kontakt mit den Augen vermeiden.

Anwendungshinweise
Die Haut vorsichtig reinigen. Eine dünne Schicht Cavilon Langzeit-Hautschutz-Creme auf den betroffenen Bereich auftragen.

Lagerung/Haltbarkeit/Entsorgung
Für offeneren i migliori risultati, conservare a temperatura ambiente. Non congelare.

Legenda dei simboli
Titolo del simbolo Simbolo Descrizione del simbolo
Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea EC REP Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità Europea.

3M™ Cavilon™ Crema Barrera a lunga durata

Descripción del producto
3M™ Cavilon™ Crema Barrera a larga durata é uma crema hipalergénica concentrada a pH equilibrado que protege a pele das líquidos corporais.

Indicaciones de uso
Protección de la piel en situación de riesgo frente a los daños asociados con la incontinencia y síntomas relacionados, como escozor en el área anal.

Ingredientes:
agua, diacétil adipato, terpolímero acrílico, óleo de coco (Cocos Nucifera), PPG (15) éter steárico, glicerina, palmítico isopropílico, óleo mineral blanco (Paraffinum Liquidum), trimetilsiloxiooctato, parafina, dimeticona, fenoxietanol, ácido benzoico, ácido deshidroxiacético, sulfato de magnesio.

Precauciones
Cavilon Crema Barrera a lunga durata non è destinata al trattamento delle patologie anali.

Modalità d'uso
Detergere delicatamente la cute. Applicare uno strato sottile di prodotto in modo da coprire completamente la zona cutanea interessata.

Conservazione/Periodo di validità/Smaltimento
Per ottenere i migliori risultati, conservare a temperatura ambiente. Non congelare.

Legenda dei simboli
Titolo del simbolo Simbolo Descrizione del simbolo
Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea EC REP Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità Europea.

3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera

Descripción del producto
La Crema Barrera Duradera Cavilon™ de 3M™ es una crema hipalergénica concentrada, con pH equilibrado que protege la piel de los fluidos corporales.

Indicaciones de uso
Protección de la piel en situación de riesgo frente a los daños asociados con la incontinencia y síntomas relacionados, como escozor en el área anal.

Ingredientes:
Agua, adipato de diacilo, terpolímero de acrílico, aceite de coco (Cocos Nucifera), PPG-15 éter-esteárico, glicerina, palmato de isopropil, aceite mineral blanco (parafina líquida), trimetilsiloxilato, parafina, dimeticona, fenoxietanol, ácido benzoico, ácido deshidroacético, sulfato de magnesio.

Precauciones
La Crema Barrera Duradera Cavilon puede aumentar la adherencia de algunos productos adhesivos.

Modalità d'uso
Detergere delicatamente la cute. Applicare uno strato sottile di prodotto in modo da coprire completamente la zona cutanea interessata.

Conservazione/Periodo di validità/Smaltimento
Per ottenere i migliori risultati, conservare a temperatura ambiente. Non congelare.

Legenda dei simboli
Titolo del simbolo Simbolo Descrizione del simbolo
Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea EC REP Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità Europea.

3M™ Cavilon™ Duurzame Barrièrecreme

Productbeschrijving
3M™ Cavilon™ Duurzame Barrièrecreme is een pH-neutrale en hypoallergene geconcentreerde crème, die de huid tegen lichaamsvochten beschermt.

Indicaties voor gebruik
Bescherming van de huid tegen beschadiging als gevolg van incontinentie en verwante aandoeningen zoals irritatie van de anus.

Ingredienten:
Water (Aqua), diacetyladifaat, acrylat-terpolymer, cocos nucifera (kokos) olie, PPG-15-stearylther, glycerin, isopropylpalmitat, wit mineraalolie (paraffinum liquidum), trimethylsilyloxyoctaat, paraffine, dimethicon, fenoxetylhand, benzozuur, dehydroazijnzuur, magnesiumsulfaat.

Waarschuwingen
UITSLIETEND VOOR UITWENDEG GEBRUIK. Contact met de ogen vermijden.

Modo de empleo
Limpiar la piel con cuidado. Aplicar una capa fina de Crema Barrera Duradera Cavilon que cubra toda el área afectada.

Precauciones
La Crema Barrera Duradera Cavilon puede aumentar la adherencia de algunos productos adhesivos.

Modo de empleo
Limpiar la piel con cuidado. Aplicar una capa fina de Crema Barrera Duradera Cavilon que cubra toda el área afectada.

Almacenamiento, vida útil y eliminación
Para obtener mejores resultados, almacenar a temperatura ambiente. No congelar.

Explicación de los símbolos
Título del símbolo Símbolo Descripción y referencia
Representante autorizado en la Comunidad Europea EC REP Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea.

Verklaring van symbolen
Titel van symbool Symbool Beschrijving en verwijzing
Gemeenschappelijk van de Europese Gemeenschap EC REP Geeft de gezamenlijke van de Europese Gemeenschap aan.

Verklaring van symbolen
Titel van symbool Symbool Beschrijving en verwijzing
Gemeenschappelijk van de Europese Gemeenschap EC REP Geeft de gezamenlijke van de Europese Gemeenschap aan.

3M™ Cavilon™ Långtidsverkande hudskyddskrämm

Produktbeskrivning
3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream är en pH-balanserad, hypoallergen, koncentrerad kräm som skyddar huden från kroppsvätskor.

Användningsområden
Skydd för utsatt hud som riskerar att skadas i samband med inkontinens och relaterade symptom.

Ingredienser:
Vatten (Aqua), diacetyladifaat, acrylat-terpolymer, cocos nucifera (kokos) olja, PPG-15-stearylther, glycerin, isopropylpalmitat, vit mineralolja (paraffinum liquidum), trimethylsilyloxyoctat, paraffin, dimetikon, fenoxietanol, bensozorsyra, dehydroättiksyra, magnesiumsulfaat.

Varningar
UNDVÄR FÖR UTVÄRTES BRUK. Undvik att få kräm i ögonen.

Försiktighetsåtgärder
Cavilon Duurzame Barrièrecreme is niet bedoeld om anale aandoeningen te behandelen.

Precauciones
La Crema Barrera Duradera Cavilon puede aumentar la adherencia de algunos productos adhesivos.

Modo de empleo
Limpiar la piel con cuidado. Aplicar una capa fina de Crema Barrera Duradera Cavilon que cubra toda el área afectada.

Almacenamiento, vida útil y eliminación
Para obtener mejores resultados, almacenar a temperatura ambiente. No congelar.

Explicación de los símbolos
Título del símbolo Símbolo Descripción y referencia
Representante autorizado en la Comunidad Europea EC REP Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea.

Verklaring van symbolen
Titel van symbool Symbool Beschrijving en verwijzing
Gemeenschappelijk van de Europese Gemeenschap EC REP Geeft de gezamenlijke van de Europese Gemeenschap aan.

Verklaring van symbolen
Titel van symbool Symbool Beschrijving en verwijzing
Gemeenschappelijk van de Europese Gemeenschap EC REP Geeft de gezamenlijke van de Europese Gemeenschap aan.

solventum Internal Production Team
Solventum Production Artist: Izabela Bassa
This artwork has been produced by the Solventum Internal Production Team
Date: 2025-14-03
Artwork ID: 0233475.2
Material Spec #: 34-2001-8512-1
Requestor: Katarzyna Zacharczykova
PID #: 20232\_s1

FOR PRINTER USE ONLY: This barcode symbol was produced using a bar width adjustment of .0007". If this does not meet the needs of the printing process or equipment to be used, the printer is responsible to increase the file using the appropriate bar width adjustment while meeting Solventum quality requirements.

Black Process Ink

PROOF REQUIRED

